

Vaginale zelfuitstrijk

Mogelijk heeft u een seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Uw huisarts heeft u gevraagd om een vaginale zelfuitstrijk te maken voor onderzoek in het microbiologisch laboratorium van ZekerWeten. In deze folder leest u hoe u dit het beste kunt doen en waar u uw materiaal kunt inleveren.

zekerweten


diagnostiek@rijnstate

Wat heeft u nodig?

Een etui voorzien van een buis met wattenstok met daarop uw naam en geboortedatum. Deze heeft u ontvangen van uw huisarts.

Wat moet u doen?

- Open de verpakking en leg de buis geopend klaar (u kunt deze voorzichtig plat neerleggen zonder dat de vloeistof eruit loopt);
- Maak met de steriele wattenstok een vaginale uitstrijk:
 - Breng de wattenstok circa 5 cm in de vagina in.
 - Maak gedurende 10-15 seconden een roterende beweging door de wattenstok tussen uw vingertoppen te laten draaien. (Let op! De wattenstok heeft een breekpunt, zet daarom geen kracht en buig de stok niet);
- Doe de wattenstok in de buis en breek hem af op het breekpunt;
- Draai de dop op de buis.



Hoe pakt u de buis in?

- Leg het absorptievel in de harde plastic verpakking en leg de buis hierin;
- Vouw het absorptievel dicht en sluit de harde plastic verpakking;
- Stop de harde plastic verpakking in de plastic zak;
- Verwijder vervolgens de plakstrip en sluit de zak;

- Stop de zak met het aanvraagformulier in het verzendetui en rits de envelop dicht.

Zorg ervoor dat het adres van het laboratorium goed zichtbaar is.

Hoe in te leveren of te versturen

De buis met aanvraagformulier kunt u afgeven op een van de volgende locaties van ZekerWeten:

- Rijnstate Arnhem: route 41 (bloedafname)
- Rijnstate Arnhem-Zuid: route 17 (bloedafname)
- Rijnstate Zevenaar: bij de receptie
- Rijnstate Elst: begane grond (bloedafname)

U kunt ook op afspraak bij ons terecht. Kijk op www.zekerweten.nl voor het maken van een afspraak.

Het is ook mogelijk om de materialen in te leveren bij een van de bloedafnamelocaties in de regio. Zie www.zekerweten.nl/bloedafnamelocaties voor meer informatie over locaties en openingstijden.

Neem bij uw bezoek altijd uw Rijnstate-kaart mee. Geen Rijnstate-kaart? Neem dan uw identiteitsbewijs mee.

Versturen per post

U kunt de buis met wattenstok ook met behulp van de verzendetui via de reguliere post verzenden. Volgt u dan alstublieft de bijgevoegde instructies voor het inpakken van onderzoeksmateriaal. Het persoonlijk afgeven van de urine op een van onze locaties heeft echter onze voorkeur.

Inleveren bij uw huisarts is mogelijk als uw huisarts u dit heeft verteld.

Uitslag

Na het diagnostisch onderzoek ontvangt uw huisarts de uitslag. Deze is meestal al binnen enkele dagen bekend. Soms zelfs al de volgende dag. Spreek met uw behandelaar af wanneer u hierover contact kunt opnemen.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamswefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal. Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.

Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ZekerWeten, Laboratorium Informatielijn, telefoonnummer 088 – 005 7777.

ZekerWeten

Postbus 9555
6800 TA Arnhem
088 - 005 5126

info@zekerweten.nl
www.zekerweten.nl

 [@zekerwetenvooruu](https://twitter.com/zekerwetenvooruu)